

檢測儀器校驗報告

Calibration Report

校驗報告編號: CLR230428-006  
Report No.:

儀器名稱 Instrument	9133平面黑體	儀器編號 Instrument No.	KSRII0001-08
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0029	校驗日期 Calibration Date	04/28/2023
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	23.1 °C      53 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
0	degC	0.1085	0.0000	-0.10850	± 0.3	Accepted	
25	degC	25.1342	25.0000	-0.13420	± 0.3	Accepted	
40	degC	40.1397	40.0000	-0.13970	± 0.3	Accepted	
60	degC	60.1509	60.0000	-0.15090	± 0.3	Accepted	
65	degC	65.1583	65.0000	-0.15830	± 0.3	Accepted	
120	degC	120.2283	120.0000	-0.22830	± 0.3	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 2023/04/28	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-------------------	----------------	---

對應規範	IQSDBB-0011	保存年限	10年	表單編號	IQSDDB-0026	[版本]/日期	[004] 01/27/2021
------	-------------	------	-----	------	-------------	---------	------------------