


檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：CLR220826-003
Report No. :

儀器名稱 Instrument	低溫COT手測黑體	儀器編號 Instrument No.	KSRII0005-03
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0033	校驗日期 Calibration Date	08/26/2022
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	23.1 °C 53.6 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
X1	degC	-20.0121	-20.0000	0.01210	± 0.05	Accepted	
X2	degC	-20.0321	-20.0000	0.03210	± 0.05	Accepted	
X3	degC	-20.0219	-20.0000	0.02190	± 0.05	Accepted	
X4	degC	-20.0032	-20.0000	0.00320	± 0.05	Accepted	
X5	degC	-19.9942	-20.0000	-0.00580	± 0.05	Accepted	
X6	degC	-20.0307	-20.0000	0.03070	± 0.05	Accepted	
Stdev(ij)	degC	0.0152	0.0000	-0.01520	± 0.1	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 王秀貞 08/26/2022	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	--------------------------	----------------	---

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------