

檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：**CLR221207-003**
Report No. :

儀器名稱 Instrument	低溫COT手測黑体	儀器編號 Instrument No.	KSRII0005-04
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0033	校驗日期 Calibration Date	12/07/2022
標準件 Standard	KSRII0021-02	校驗環境 Environment	22.9 °C 53 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
X1	degC	0.0237	0.0000	-0.02370	≤0.05	Accepted	
X2	degC	0.0113	0.0000	-0.01130	≤0.05	Accepted	
X3	degC	0.0327	0.0000	-0.03270	≤0.05	Accepted	
X4	degC	0.0045	0.0000	-0.00450	≤0.05	Accepted	
X5	degC	0.0015	0.0000	-0.00150	≤0.05	Accepted	
X6	degC	0.0385	0.0000	-0.03850	≤0.05	Accepted	
Stdev(ij)	degC	0.0152	0.0000	-0.01520	≤0.1	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 12/07/2022	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-------------------	----------------	---

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDBB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------