

檢測儀器校驗報告
Calibration Report


校驗報告編號：CLR221107-014
Report No. :

儀器名稱 Instrument	TH手測黑體	儀器編號 Instrument No.	KSRII0007-15
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0046	校驗日期 Calibration Date	11/07/2022
標準件 Standard	KSRII0020-02	校驗環境 Environment	22.9 °C 53 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
37	degC	37.0040	37.0000	-0.00400	± 0.03	Accepted	
38	degC	37.9980	38.0000	0.00200	± 0.03	Accepted	
41	degC	41.0050	41.0000	-0.00500	± 0.03	Accepted	
Range	degC	0.0600	0.0000	-0.06000	± 0.2	Accepted	監控测试孔最大-最小值

王秀貞 11/07/2022

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 王秀貞 11/07/2022	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-----------------------	----------------	---

第 1 頁，共 2 頁

Page 1 of 2

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------