

檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號：**CLR241014-005**
Report No. :

儀器名稱 Instrument	超高溫管式黑體	儀器編號 Instrument No.	KSRII0037-12
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0044	校驗日期 Calibration Date	10/14/2024
標準件 Standard	KSRII0062-01	校驗環境 Environment	22.9 °C 55 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
700	degC	695.0000	700.0000	5.00000	± 1%	Accepted	
900	degC	894.0000	900.0000	6.00000	± 1%	Accepted	
1200	degC	1192.0000	1200.0000	8.00000	± 1%	Accepted	
1450	degC	1440.0000	1450.0000	10.00000	± 1%	Accepted	

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	王秀貞 王秀貞 10/14/2024	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	-----------------------	----------------	---

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------