

檢測儀器校驗報告
Calibration Report

校驗報告編號： **CAR240712-001**
Report No. :

儀器名稱 Instrument	高溫黑體(BlackBody)	儀器編號 Instrument No.	QACAR0064-08	
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0029	校驗日期 Calibration Date	07/12/2024	
標準件 Standard	QACAR0023-01	校驗環境 Environment	23.5 °C	62.9 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
100	°C	99.9785	100.0000	0.02150	± 0.3°C	Accepted	
220	°C	220.0459	220.0000	-0.04590	± 0.66°C	Accepted	
300	°C	299.9878	300.0000	0.01220	± 0.9°C	Accepted	
400	°C	399.9885	400.0000	0.01150	± 1.2°C	Accepted	

使用時，須依下表設定溫度

陳芝君

量測溫度	黑體設定值
100°C	100.3°C
220°C	220.7°C
300°C	301.0°C
400°C	401.3°C

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	陳芝君 Cathy Chen	確認 Approver	<i>ly nr 07/12/2024</i>
----------------------	----------	-----------------	--------------------------	----------------	-------------------------

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 10年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [004] 01/27/2021
------------------	----------	------------------	--------------------------