

檢測儀器校驗報告

Calibration Report

校驗報告編號：CAR190509-001
Report No. :

儀器名稱 Instrument	高溫黑體爐(BlackBody)	儀器編號 Instrument No.	QACAR0086-01
作業說明書 Calibration Procedure	CALPCB-0044	校驗日期 Calibration Date	05/09/2019
標準件 Standard	QACAR0085-02	校驗環境 Environment	23.1 °C 65.2 %RH

校驗記錄 / Calibration Record

校正項目 Calibration Record	單位 Unit	標準值 Standard	器示值 Display	器差 Error	合格精度 Criteria	校驗結果 Judgment	備註 Remark
900	°C	900.0000	900.0000	0.00000	± 9	Accepted	黑體設定908°C
1200	°C	1200.0000	1200.0000	0.00000	± 12	Accepted	黑體設定1219°C
1450	°C	1450.0000	1450.0000	0.00000	± 14.5	Accepted	黑體設定1478°C

判定 Final Judgment	Accepted	校驗人 Operator	 Cathy Chen	確認 Approver	
----------------------	----------	-----------------	---	----------------	---

對應規範 IQSDBB-0011	保存年限 5年	表單編號 IQSDDB-0026	[版本]/日期 [003] 04/10/2007
------------------	---------	------------------	--------------------------